


	Classe e descrizione del documento	STP N° 00440	Emessa il 16-11-2015
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°03	
<b>PRODOTTO: FULMINE PIASTRINE 30pz.</b>		Pagina - 1 - di 2	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Piastrine x elettroematore		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00440		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00440		
<b>4. OFFICINA PRODUZIONE</b>	IRIS S.A.I.C.		
<b>5. Distributore</b>	BERGEN S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Piastrine per elettroematore FULMINE Mat- contro la zanzara comune e tigre degli ambienti domestici non sporca e non lascia aloni.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	<p>Applicare le piastrine nell'apposito apparecchio corrente accertandosi che il voltaggio sia uguale a quello dell'elettroematore. Inserire la spina in una presa di corrente.</p> <p>L'azione di Fulmine Mat inizia dopo pochi minuti. La piastrina esaurita diventa bianca e va sostituita con una nuova. In un locale di normali dimensioni è sufficiente un solo apparecchio. Lazione dedicata della piastrina vi libererà per 8-10 ore dalle zanzare e da altri piccoli insetti assicurando notti tranquille.</p>		
<b>8. indicazioni di pericolo</b>	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
<b>9. Consigli di prudenza</b>	 <p>ATTENZIONE</p> <p>Il prodotto emette fumi durante l'uso. Evitare l'uso in ambienti chiusi. Evitare l'uso in presenza di fiamme libere. Evitare l'uso in presenza di fiamme libere. Evitare l'uso in presenza di fiamme libere. Evitare l'uso in presenza di fiamme libere.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.</p>		
<b>10. informazione per il medico</b>	<p>In casi di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione non provocare assolutamente il vomito. Ricorrere immediatamente a una visita medica. In caso di inalazione portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.</p> <p>AVVERTENZA : Consultare u centro anti veleni</p>		
<b>11. Composizione</b>	<b>10.1</b>	Ogni piastrina da gr, 0,78 contiene :	
	<b>10.2</b>	Mg 17,30 d-trans-Alettrina (come attivo puro) mg17,30	
	<b>10.3</b>	mg 4,00 - Piperonil butossido	
	<b>10.4</b>	mg 780,00 Eccipienti e supporto inerte (cellulosa)	
<b>12. Dati Analitici</b>	<b>12.1</b> Aspetto	Solido	
	<b>12.2</b> Profumo	Conforme allo standard	
	<b>12.3</b> Colore	Azzurro	
<b>13. Confezionamento I</b>	<b>13.1</b>	N° 3 blister da n° 10 piastrine - TOTALE N° 30 PZ.	
	<b>13.2</b>	N° 1 Astuccio EAN 80076575000603	
	<b>13.3</b>	N° 1 Cartone da 24 Astucci da 30pz.	

Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	16/11/2015
-----------	-----------------	-------------------------------	------------

	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	<b>STP N° 00440</b>	<b>Emessa il</b> <b>16-11-2015</b>
		<b>Rev. N°03</b>	
<b>PRODOTTO: FULMINE PIASTRINE 30pz.</b>		Pagina - 2 - di 2	

	<b>14.1</b>	N° Pezzi per cartone	24
	<b>14.2</b>	N° Cartoni per piano	18
	<b>14.3</b>	N° Piani da incrociare	7
	<b>14.4</b>	N° totale Cartoni x pallet	126
	<b>14.5</b>	N° totale pezzi per bancale	3.024
	<b>14.6</b>	Codice ITF 14	080076575000603
	<b>14.7</b>	Dimensioni Imballo 24 Pz.	mm 195xmm143xmm258 (H)
	<b>14.8</b>	Peso Imballo 24Pz.	Kg 4,30
<b>15. Note</b>	<b>15.1</b> PMC Reg. 20110 del Ministero della salute		
	<b>15.2</b> Titolare della registrazione Bergen s.r.l.		
	<b>15.3</b> Validità 2 anni		
	<b>15.3</b> Disponibile scheda di sicurezza.		

Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	16/11/2015
-----------	-----------------	-------------------------------	------------